

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS ODC 841

Data: 15.12.2025

ITALIANO



Gli specialisti della microscopia per misurazioni, conteggi, documentazione, archiviazione ed elaborazione delle immagini

---

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 841
Modello-Serie	ODC-84
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761235724
Numero di tariffa doganale	85258900
CE Label	yes

### Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount
Risoluzione della telecamera	20 MP
Tipo di sensore	Sony CMOS
Dimensione del sensore	1"

### Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	USB 3.0
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Software applicabile	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)

Dimensioni (L×P×H) 68×68×46 mm

### Dati tecnici - Alimentazione

Spina di alimentazione	USB B
Classe di protezione	classe di protezione III - protezione a bassissima tensione

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×150×100 mm
Peso lordo	0,65 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	91,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 mg
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - vetro	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	72,5 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - metallo	0 g

Tempo di consegna 1 d

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di  
stoccaggio Min -5 °C

Temperatura di  
stoccaggio Max 40 °C

## Dati tecnici - Verifica

RAEE yes

ITALIANO

## ACCESSORI

Modello	Descrizione
ODC-A8102	Oculare Adattatore KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Oculare Adattatore KERN ODC-A8103
OXM 902	Software della camera Microscope VIS KERN OXM 902
ODC-A8108	Oculare per microscopio KERN ODC-A8108

## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
ODC-A8301	Cavo USB 3.0 ODC-A8301

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di telecamera	Risoluzione della telecamera	Tipo di sensore	Dimensione del sensore
ODC 841	USB3 Fotocamera per microscopio - C-Mount	20 MP	Sony CMOS	1"