

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OZB-A1211

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? ECO-Caballetes universales

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más información

## DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A1211

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A1211
Serie de modelos	OZB-UE
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761218307
Número del arancel aduanero	90119000
CE Label	sí

### Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo telescópico con abrazadera)
Diámetro del soporte	76 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	410×230×380 mm

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Stotage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	490×420×290 mm
Peso bruto	12 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	1 kg
Componente del embalaje - por peso - plástico	1 kg
Plazo de entrega	1 d

### FUNCIONES

Standard
----------



## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A1904	Tornillo de repuesto OZB-A1904
OZB-A1905	La varilla de conexión del soporte OZB-A1905