

KERN ODC 251

Tablet HD con telecamera 4K integrata per una comoda osservazione e una documentazione digitale professionale del campione

KERN®



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ODC 251
Modello-Serie	ODC-25
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Telecamere da microscopio
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761484962
Data di inizio prevista	2025-1HJ
Numero di tariffa doganale	90119000
CE Label	Yes
Paese di origine	CN

Dati tecnici - Primario

Tipo di telecamera	Telecamera di tablet
Risoluzione della telecamera	8 MP 4 K
Tipo di sensore	CMOS
Dimensione del sensore	1/1,8"

Dati tecnici - Costruzione

Capacità di colore	Colore
Montaggio della telecamera	C-Mount
Interfacce	Drahtlose Datenübertragung;Ethernet ;HDMI;USB 2.0;USB 3.0;WLAN
Sistema operativo	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Software applicabile	Integrierte Kamerasoftware
Funzioni del software	Registrazione immagini;Misurazioni;Registrazione di video
Dimensioni (L×P×H)	237×169×57 mm

Dati tecnici - Display

Tipo di display	HD Touch Screen
Dimensioni dello schermo	10,5"
Risoluzione del display	1.920x1.280

Dati tecnici - Alimentazione

Tipo di alimentazione	Alimentatore di rete
Tensione di ingresso	100-240V AC 50/60Hz 5A
Spina di alimentazione	Più dentro, meno fuori
Classe di protezione	Classe di protezione III - protezione a bassissima tensione
Attacco del cavo	Rimovibile

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	275×230×85 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,80 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	290 g
-------------------------------------------------	-------

KERN ODC 251

Tablet HD con telecamera 4K integrata per una comoda osservazione e una documentazione digitale professionale del campione



Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio
Min -5 °C

Temperatura di stoccaggio
Max 40 °C

Dati tecnici - Verifica

RAEE Yes

Funzioni

Standard

