

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A6302

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? ECO-Universalständer

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

Stereomikroskop-Ständer OZB-A6302

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A6302
Modell-Reihe	OZB-UE
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1177765
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Standtyp	Universal (Federgelenkarm mit Halter, Klemme)
Durchmesser des Halters	76 mm

Fokussiermechanik	Grobtrieb
Abmessungen (B×T×H)	620×580×200 mm

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	590×460×250 mm
Bruttogewicht	7 kg
Nettogewicht	4,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1620 g

Verpackungsbestandteil 180 g
- nach Gewicht -
Kunststoff

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Styropor

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht -
Schaumstoff

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A6393	Halter für (Gas-)Federgelenkarm OZB-A6393