

KERN ODC 874

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 874
Model-Serie	ODC-87
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761190528
Date de début prévue	2016-1HJ
Numéro de tarif douanier	85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB2 Caméra oculaire - 23,2 mm
Résolution de la caméra	3,1 MP
Type de capteur	Aptina CMOS
Taille du capteur	1/2,5"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	Connecteur
Interfaces	USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Externe (OXM 902)
Dimensions	40×27×27 mm

Données techniques - Alimentation électrique

WEEE	Yes
------	-----

Les fonctions

Classe de protection	Classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	amovible

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	145×95×60 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,45 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	72,1 mg
Composant de l'emballage - en poids - carton	34,5359 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	504,7 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	36,9873 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

KERN ODC 874

Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image



Standard

