

BROCHURE PRODUIT

**KERN
326-046**

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Jeu de poids, F1, 1 g - 200 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen


Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-046
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	404576 1224 124
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g - 200 g
Boîtier aluminium	314-040-600
Poids de la caisse	dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Construction

Matériau	inox poli
Is weight set	oui
Type of case	dans un boîtier en aluminium

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g - 200 g
Classe OIML	F1
OIML conform	oui

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	190×130×80 mm
Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,55 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	590 g

Délai de livraison 1 d

Services en option

DAkKS Calibrage 962-417

FONCTIONS

Standard



SERVICES

Modèle	Description
962-417	Étalonnage DAkKS KERN 962-417
962-417R	Réétalonnage DAkKS KERN 962-417R
921-417	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-417
920-712	Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-712,

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
314-040-600	Étui à protection en aluminium KERN 314-040-600
315-242	Pincette KERN 315-242

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois	Poids de la caisse
326-36	5 kg	25 mg	346-060-600	non disponible	non disponible	-
326-37	10 kg	50 mg	346-070-600	non disponible	non disponible	-
326-38	20 kg	100 mg	346-080-600	non disponible	non disponible	-
326-39	50 kg	250 mg	346-090-600	non disponible	non disponible	-
326-022	1 g - 50 g	-	-	-	313-020-100	dans une caisse en bois
326-024	1 g - 50 g	-	-	313-052-400	-	dans un étui en plastique

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois	Poids de la caisse
326-026	1 g - 50 g	-	314-020-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-032	1 g - 100 g	-	-	-	313-030-100	dans une caisse en bois
326-034	1 g - 100 g	-	-	313-052-400	-	dans un étui en plastique
326-036	1 g - 100 g	-	314-030-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-042	1 g - 200 g	-	-	-	313-040-100	dans une caisse en bois
326-044	1 g - 200 g	-	-	313-052-400	-	dans un étui en plastique
326-046	1 g - 200 g	-	314-040-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-052	1 g - 500 g	-	-	-	313-050-100	dans une caisse en bois
326-054	1 g - 500 g	-	-	313-052-400	-	dans un étui en plastique
326-056	1 g - 500 g	-	314-050-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-062	1 g - 1 kg	-	-	-	313-060-100	dans une caisse en bois
326-064	1 g - 1 kg	-	-	313-082-400	-	dans un étui en plastique
326-066	1 g - 1 kg	-	314-060-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-072	1 g - 2 kg	-	-	-	313-070-100	dans une caisse en bois
326-074	1 g - 2 kg	-	-	313-082-400	-	dans un étui en plastique
326-076	1 g - 2 kg	-	314-070-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-082	1 g - 5 kg	-	-	-	313-080-100	dans une caisse en bois
326-084	1 g - 5 kg	-	-	313-082-400	-	dans un étui en plastique
326-086	1 g - 5 kg	-	314-080-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-092	1 g - 10 kg	-	-	-	313-090-100	dans une caisse en bois

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois	Poids de la caisse
326-096	1 g - 10 kg	-	314-090-600	-	-	dans un boîtier en aluminium
326-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100	-
326-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100	-
326-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100	-
326-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100	-
326-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100	-
326-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100	-
326-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100	-
326-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100	-
326-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100	-
326-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100	-
326-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100	-
326-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100	-
326-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100	-