

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OBB-A2402

Fecha: 22.09.2025

ESPAÑOL



Tubo trinocular

## CONTACTO

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

El tubo del microscopio OBB-A2402

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OBB-A2402
Serie de modelos	OBB-AT
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios de luz transmitida
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1172777
Número del arancel aduanero	90119000

### Datos técnicos - Primarios

Tubo	Trinocular
------	------------

### Datos técnicos - Construcción

Tipo de tubo	Siedentopf
Ángulo del tubo	30°
Distancia ocular (máx.)	75 mm
Distancia ocular (mín.)	52 mm
Dioptrías ajustables	un lado

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 265×185×165 mm

Peso bruto 2 kg

Peso neto 1,4 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 600 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard

