

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS ODC 825

Datum: 15.12.2025

DEUTSCH



Die Spezialisten in der Mikroskopie für Messungen, Zählungen, Dokumentation, Archivierung und Bildbearbeitung

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ODC 825
Modell-Reihe	ODC-82
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Mikroskop-Kameras (1)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761190450
Vorgängermodell	ODC 824
Zolltarifnummer	85258900
CE Label	yes

Technische Daten - Primär

Kamera-Typ	USB2 Mikroskopkamera - C-Mount
Kamera-Auflösung	5,1 MP
Sensor-Typ	Aptina CMOS

Größe des Sensors 1/2,5"

Technische Daten - Konstruktion

Farbfähigkeit	Farbe
Befestigung der Kamera	C-Mount
Schnittstellen	USB 2.0
Betriebssystem	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Anwendbare Software	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Funktionen der Software	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme
Abmessungen (B×T×H)	80×80×45 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzstecker	USB B
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	164×164×75 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,60 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	342,022 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	12,0959 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	62,9821 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	yes
------	-----

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
ODC-A8102	Okular Adapter KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Okular Adapter KERN ODC-A8103
ODC-A8105	Okular Adapter KERN ODC-A8105
OXM 902	Kamerasoftware Microscope VIS KERN OXM 902

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
ODC-A8201	USB 2.0 Kabel ODC-A8201

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Kamera-Typ	Kamera-Auflösung	Sensor-Typ	Größe des Sensors
ODC 825	USB2 Mikroskopkamera - C-Mount	5,1 MP	Aptina CMOS	1/2,5"