

KERN 327-131

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	327-131
Modell-Reihe	327
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761473881
Geplanter Starttermin	2024-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	25 mg
Gehäuse Holz	337-131-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Yes
Dichte (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	1250

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	136×136×132 mm
--------------------------------	----------------

Funktionen

Standard

Bruttogewicht	10 kg
Nettogewicht	10 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-443
--------------------	---------

KERN 327-131

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl poliert

