

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 315-207-204

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Safety Set 10 g (F1); 100 g (F1)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Questi "KERN Safety Set" contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
- Come opzione il "KERN Safety Set" consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
- Utili accessori assolutamente personalizzati per il "KERN Safety Set", come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
- Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	315-207-204
Modello-Serie	315
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi

Codice EAN (Modello)	4045761245471
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 g & 100 g
Cassa in alluminio	zet315-000-000
Peso set cassa	in valigetta di alluminio

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	acciaio inossidabile
È un set di pesi	sì
Numero di pesi nel set	2
Tipo di caso	in valigetta di alluminio

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 g & 100 g
Classe OIML	F1
Conformità OIML	sì

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,50 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	500 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-400-400
--------------------	-------------

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
962-400-400	Calibrazione DAkkS 962-400-400

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
315-242	Pinzetta KERN 315-242

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Cassa in alluminio	Peso set cassa
315-208-205	20 g & 200 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio
315-207-204	10 g & 100 g	zet315-000-000	in valigetta di alluminio