

BROCHURE PRODUIT

KERN 327-04

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML F1, 10 g, Bouton, inox poli

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Poids individuel, Classe OIML F1, 10 g, Bouton, inox poli (OIML)
- Pour ce poids, nous recommandons absolument un étui en raison de la classe de poids très précise. Vous en trouverez une sélection dans la section accessoires
- Pour homologation il vous faut un étui. Merci d'ajouter l'étui pour les poids singuliers.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	327-04
Model-Serie	327
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761004719
Modèle successeur	327-04-2025e
Numéro de tarif douanier	84239090

Données techniques - Primaire

Valeur nominale	10 g
Tolérance (OIML)	0,2 mg
Boîtier aluminium	317-040-600
Boîtier plastique	347-050-400
Caisse en bois	317-040-100

Données techniques - Construction

Matériau	inox poli
----------	-----------

Données techniques - Système de mesure

Nominal value	10 g
Classe OIML	F1
OIML conform	yes
Tolerance (OIML)	0,2 mg
Density (kg/m ³)	7950
Volume (cm ³)	1,25

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	10×10×19 mm
Poids brut	0,05 kg
Poids net	0,05 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Vérification

Vérification possible	yes
-----------------------	-----

Services en option

DAkkS Calibrage 962-434

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
317-040-100	Étui en bois pour poids KERN 317-040-100
347-050-400	Étui en plastique pour poids KERN 347-050-400
317-040-600	Étui à protection en aluminium KERN 317-040-600
315-242	Pincette KERN 315-242

SERVICES

Modèle	Description
952-434	Homologation KERN 952-434
962-434	Étalonnage DAkkS KERN 962-434
962-434R	Réétalonnage DAkkS KERN 962-434R
921-434	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-434
920-350	Marquage par gravure au laser (marquage individuel) KERN 920-350
920-351	Marquage des poids de contrôle (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-351

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
327-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100
327-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100
327-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100
327-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100

Nom du modèle	Valeur nominale	Tolérance (OIML)	Boîtier aluminium	Boîtier plastique	Caisse en bois
327-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100
327-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100
327-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100
327-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100
327-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100
327-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100
327-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100
327-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100
327-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100
327-141	10 kg	50 mg	non disponible	non disponible	337-141-100
327-15	20 kg	100 mg	317-150-600	-	317-150-100
327-151	20 kg	100 mg	non disponible	non disponible	337-151-100
327-16	50 kg	250 mg	317-160-600	-	317-160-100
327-161	50 kg	250 mg	non disponible	non disponible	337-161-100
327-131	5 kg	25 mg	-	-	337-131-100