

KERN 366-76

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	366-76
Serie de modelos	366
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML M3
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761241824
Modelo sucesor	366-76-2025e
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	5 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Caja aluminio	346-060-600

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	150×75×84 mm
Material	Hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	5 kg
Clase OIML	M3
Conforme OIML	Yes
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Densidad (kg/m ³)	7100

Funciones

Volumen (cm³) 704,2254

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	150×75×84 mm
Peso bruto	5 kg
Peso neto	5 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Yes
-----------------------------	-----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-643

KERN 366-76

Pesas individuales, Clase OIML M3, 5 kg, Bloque Eco, hierro fundido lacado



Standard

