

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OZB-A5213

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Individualidad, variedad y un trabajo flexible gracias a nuestro sistema modular ? PRIMA-Caballetes universales

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más información

## ESCAPARATE DE PRODUCTOS



### DESCRIPCIÓN

El soporte del estereomicroscopio OZB-A52 13

### ESPECIFICACIONES

#### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A52 13
Serie de modelos	OZB-UP
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Microscopios estereoscópicos
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio;Accesorio/ servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1179295
Número del arancel aduanero	90119000

#### Datos técnicos - Construcción

Tipo de soporte	universal (brazo doble con balero y abrazadera)
-----------------	---

Diámetro del soporte	76 mm
Dimensiones (An×Pr×Al)	80×545×515 mm

#### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

#### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	680×330×260 mm
Peso bruto	11 kg
Peso neto	9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g

Componente de  
embalaje - por peso -  
cartón 1140,53 g

Componente del  
embalaje - por peso -  
plástico 22,9164 g

Componente del  
embalaje - por peso -  
espuma de poliestireno 599,352 g

Elementos de embalaje -  
por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard



1 DAY

## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
OZB-A5301	Microscopio estereoscópico de sistema modular – Soportes KERN OZB-A5301
OZB-A5306	Microscopio estereoscópico de sistema modular – Soportes KERN OZB-A5306

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
OZB-A5806	Palanca de reemplazo OZB-A5806