

KERN 326-066

Gewichtssatz, F1, 1 g - 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui

KERN®



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-066
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761224100
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 1 kg
Gehäuse Aluminium	314-060-600
Gewichtssset Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssset	Ja
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 1 kg
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 230×140×110 mm

Bruttogewicht 3,6 kg

Nettogewicht 0,85 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 2690 g

Lieferzeiten 1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 962-419

KERN 326-066

Gewichtssatz, F1, 1 g - 1 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Aluminiummetui

KERN[®]

