

**BROCHURE DEL PRODOTTO****OPTICS  
OBB-A6 102**

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

- Per la massima flessibilità e il massimo comfort nella stereomicroscopia
- Queste unità di illuminazione professionali garantiscono un'eccellente qualità di illuminazione con intensità costante sull'oggetto.
- Naturalmente queste unità di illuminazione esterne sono adatte anche al vostro stereomicroscopio standard.
- Eccezione: delle illuminazioni ad anello in combinazione con le seguenti serie: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A6 102
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	404576 12 18468
Modello precedente	OBB-A6 102-2018a
Numero di tariffa doganale	85395100
CE Label	sì

### Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4,5W

### Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	5500 K
Dimmerabile	sì

Diametro dell'anello	6,3 cm
----------------------	--------

### Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo
----------------------	---

### Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×110×55 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	125 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	0 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

RAEE	sì
------	----

## FUNZIONI

Standard
----------



## ACCESSORI

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02

## SERVIZI

Modello	Descrizione
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

## PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
YKA-02	Kit adattatore per alimentatore KERN YKA-02

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Tipo di illuminazione	Intensità di illuminazione
OBB-A6102	LED	4,5W
OBB-A6102UK	LED	4,5W