



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 327-05 |
| Modello-Serie | 327 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML F1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761004726 |
| Modello successivo | 327-05-2025e |
| Data di inizio prevista | 2004-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|--------------------|-------------|
| Valore nominale | 20 g |
| Tolleranza (OIML) | 0,25 mg |
| Cassa in alluminio | 317-050-600 |
| Cassa in plastica | 347-050-400 |
| Cassa in legno | 317-050-100 |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Acciaio inossidabile lucidato |
|-----------|-------------------------------|

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|-------------------|---------|
| Valore nominale | 20 g |
| Classe OIML | F1 |
| Conformità OIML | Yes |
| Tolleranza (OIML) | 0,25 mg |

Funzioni

Densità (kg/m³) 7950

Volume (cm³) 2,5

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 13×13×23 mm

Peso lordo 0,05 kg

Peso netto 0,05 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Yes

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-435

KERN 327-05

Peso singolo, classe OIML F1, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Standard

