

FOLLETO DEL PRODUCTO

OPTICS OZB-A45 16

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Iluminación de doble cuello de cisne para una iluminación óptima su muestra

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

- Con la iluminación de cuello de cisne de 20 W-LED con haz luminoso enfocable puede adaptar su iluminación de forma individual. Una radiación difusa o puntual le permite iluminar de forma óptima su muestra

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A45 16
Serie de modelos	OZB-IF
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa

Tipo de uso del producto Artículo principal

Código EAN (Modelo) 404576 12 17720

Modelo predecesor OZB-A45 12

Número del arancel aduanero 94054239

Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación LED

Intensidad de
iluminación 20W

Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color 6400 K

Regulable yes

Longitud de la fibra 540 mm

Dimensiones (An×Pr×Al) 100×200×150 mm

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección clase de protección III -
tensión extrabaja de
protección

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min -5 °C

Storage Temp Max 40 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del
embalaje (An×Pr×Al) 300×250×250 mm

Peso bruto 4 kg

Peso neto 3,8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de
embalaje - por peso -
papel 0 g

Componente de
embalaje - por peso -
cartón 207,576 g

Componente del
embalaje - por peso -
plástico 1,41932 g

Componente del
embalaje - por peso -
espuma de poliestireno 145,835 g

Elementos de embalaje -
por peso - espuma 0 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

WEEE yes

FUNCIONES

Standard



PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
RKFN-5001	Aansluitbus RKFN-5001
OZB-A4535	Lentes de enfoque de recambio (pareja) OZB-A4535
OZB-A4581	Fuente de alimentación KERN OZB-A4581
OZB-A4582	Fuente de alimentación KERN OZB-A4582
OZB-A4534	Fibra óptica de recambio OZB-A4534
OZB-A4536	LED de recambio 20W KERN OZB-A4536
RCFS-5001	Schakel over naar KERN RCFS-5001