

BROCHURE PRODUIT

KERN YKI-12

Date: 19.09.2025

FRANCAIS



Convertisseur RS-232/WiFi

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Convertisseur pour la connexion sans fil de balances, d'instruments de mesure de force, etc. à des appareils compatibles WiFi tels que des tablettes, des ordinateurs portables, des smartphones ou des réseaux, au moyen d'un port RS-232
- Les données de pesée peuvent ainsi être transmises sans fil d'une balance à un ou plusieurs appareils WiFi ou à un réseau en cas de séparation physique ou de grande distance (le logiciel correspondant doit être présent sur l'appareil WiFi, il n'est pas fourni)
- Permet une intégration directe des appareils de mesure à la plupart des réseaux d'entreprise, avec une configuration automatique via DHCP ou une attribution d'IP statique. L'accès aux données de mesure actuelles est possible à tout moment depuis l'ensemble du réseau
- Le convertisseur offre de nombreuses possibilités de configuration via l'interface web
- Compatible avec le logiciel KERN Balance Connection
- Contenu de la livraison : convertisseur RS-232/wifi, adaptateur secteur (UE)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKI-12
Model-Serie	YKI
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances

Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1483385
Modèle prédécesseur	YKI-03
Numéro de tarif douanier	84239010
CE Label	yes

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur	Unité d'alimentation électrique
--------------------	---------------------------------

Données techniques - Emballage et expédition

Poids brut	0,40 kg
Poids net	0,20 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	194 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard



PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
YKA-11	Bloc d'alimentation KERN YKA-11