

KERN 303-066

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-066
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223028
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 1 kg
Gehäuse Aluminium	313-060-600
Gewichtssatz Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 1 kg
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	230×140×110 mm
Bruttogewicht	4,8 kg
Nettogewicht	3,6 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,2 kg
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-205
--------------------	---------

Funktionen

Standard

KERN 303-066

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 1 kg, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Option

