

KERN ABT 120-5DNM

El modelo superior con sistema de pesaje Single-Cell



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	ABT 120-5DNM
Serie de modelos	ABT
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Balanzas analíticas
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761185531
Fecha de inicio prevista	2016-2HJ
Número del arancel aduanero	90160010
CE Label	Sí

Datos técnicos - Primarios

Capacidad de pesada	42 g; 120 g
Legibilidad	0,00001 g; 0,0001 g
Repetibilidad	0,00002 g; 0,0001 g
Linealidad	± 0,00003 g; 0,0002 g

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones parabrisas, interior (An×Pr×Al)	200×240×260 mm
Dimensiones parabrisas, exterior (An×Pr×Al)	215×340×335 mm
Nivel de burbuja	Sí
Plato de pesaje del material	Acero inoxidable
Pies de tornillo giratorios	Sí

Material de la carcasa	Metal
Tamaño de la plataforma (An×F×Al)	168×172×223 mm

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	14 mm
-----------------------	-------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Adaptador de red	Fuente de alimentación

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso interno (automático); Ajuste con peso interno (manual)
Linealidad	± 0,00003 g; 0,0002 g
Peso mínimo (USP)	40 mg
Legibilidad	0,00001 g; 0,0001 g
Repetibilidad	0,00002 g; 0,0001 g
Tiempo de estabilización en condiciones de laboratorio	10 s; 4 s
Rango de tara	120 g
Tiempo de calentamiento	8 h; 8 h
Sistema de pesaje	Single-Cell
Unidades de pesaje	Ct;g

Datos técnicos - Condiciones ambientales

KERN ABT 120-5DNM

El modelo superior con sistema de pesaje Single-Cell



Humedad máxima 80 %

Temperatura máxima de funcionamiento 30 °C

Temperatura ambiente mínima 10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 430×685×650 mm

Peso bruto 13 kg

Peso neto 8 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - papel 165 g

Componente de embalaje - por peso - cartón 4805 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 30 g

Elementos de embalaje - Peso - Vidrio 0 g

Elementos de embalaje - por peso - madera 0 g

Elementos de embalaje - por peso - espuma 100 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Datos de recuento

Resolución de recuento 120000

Peso mínimo de la pieza en el recuento (Laboratorio) 1 mg

Peso mínimo por pieza 10 mg

Datos técnicos - Verificación

Valor de verificación E 0,001 g; 0,001 g

Carga mínima (Min) 0,001 g

Servicios opcionales

DAkkS Calibración 963-101

Funciones

Standard



Option



Factory

