

KERN PBJ 600-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	PBJ 600-3M
Modell-Reihe	PBJ
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761492769
Vorgängermodell	PBJ 620-3M
Geplanter Starttermin	2026-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,002 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	113×110 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (B×T×H)	191×317×79 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl

Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Aluguss
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	113×110 mm
Material Windschutz	Kunststoff

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig - 2x

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Mindestgewicht (USP)	2 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	2,5 s
Tara-Bereich	620 g
Anwärmzeit	4 h
Karat - maximale Kapazität	3.100 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
---------------------------	------

KERN PBJ 600-3M

Multifunktions-Laborwaage mit Single-Cell-Wiegesystem, optional mit Eichung



Maximale Betriebstemperatur 30 °C

Minimale Umgebungstemperatur 10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 585×370×260 mm

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 3,6 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 1.517 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Metall 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 620.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 1 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e) 0,01 g

Mindestlast (Min) 0,1 g

Eichung durch KERN möglich Yes

Eichgültigkeitsklasse I

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-103

Eichung 965-201

Funktionen

Standard



Option

DAkkS

Factory

