

# KERN 366-95

Peso singolo, classe OIML M3, 2 kg, Pulsante, ghisa laccata

**KERN®**

## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-95
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761482098
Modello precedente	366-95-????e
Data di inizio prevista	2025-2HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	2 kg
Tolleranza (OIML)	1 g

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Ghisa laccata
-----------	---------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	2 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	1 g
Densità (kg/m³)	7100
Volume (cm³)	281,6901

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 70×70×113 mm

Peso lordo 2 kg

Peso netto 2 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-642

## Funzioni

# KERN 366-95

Peso singolo, classe OIML M3, 2 kg, Pulsante, ghisa laccata



## Standard



## Option

