

# KERN ODC 895

Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle ODC 895

Model-Serie ODC-89

Assortiment Optics

Type de produit Microscopes

Groupe de produits Caméras de microscope

Type d'utilisation du produit Article principal

Code EAN (Modèle) 4045761190566

Modèle prédécesseur ODC 894

Date de début prévue 2016-1HJ

Numéro de tarif douanier 85258900

## Données techniques - Primaire

Type de caméra USB Microscope numérique

Résolution de la caméra 2 MP

Type de capteur CMOS

Taille du capteur 1/3,2"

## Données techniques - Construction

Capacité de couleur Colour

Interfaces USB 2.0

Système d'exploitation Win 10;Win 11;Win 7;Win 8

Logiciel applicable Externe (OXM 902)

Dimensions 80×150×180 mm

## Données techniques - Alimentation électrique

## Données techniques - Vérification

WEEE Yes

Fiche d'alimentation

USB A

Classe de protection

Classe de protection III - basse tension de protection

Fixation du câble

raccordé de manière fixe

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 160×158×85 mm

Poids brut 1,00 kg

Poids net 0,90 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 0 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 131,984 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 438 mg

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 13,432 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

## Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

# KERN ODC 895

Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs



## Les fonctions

### Standard

