

KERN 316-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 g, Kompaktform, Edelstahl poliert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	316-02
Modell-Reihe	316
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E2 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761094840
Geplanter Starttermin	2004-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	2 g
Toleranz (OIML)	0,04 mg
Gehäuse Aluminium	317-020-600
Gehäuse Kunststoff	317-020-400
Gehäuse Holz	317-020-100

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
-----------	-------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	2 g
OIML-Klasse	E2
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	0,04 mg
Dichte (kg/m ³)	7950

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 0,25

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×10 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketsdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Nein
-----------------	------

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-332
--------------------	---------

KERN 316-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 2 g, Kompaktform, Edelstahl poliert

