

KERN 347-11

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-11
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761008816
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 kg
Tolerancia (OIML)	50 mg
Caja aluminio	317-110-600
Caja plástico	347-110-400
Caja de madera	337-110-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	50 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 125

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	48×48×80 mm
Peso bruto	1,00 kg
Peso neto	1,00 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-641
-------------------	---------

KERN 347-11

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado

KERN[®]

Funciones

Standard

