

KERN 366-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-79
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241855
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	25 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	310×155×192 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	25 g
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	7042,2535

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	310×155×192 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-646
-------------------	---------

KERN 366-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

KERN[®]

