

# KERN 326-36

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 kg, Bloc, inox poli

**KERN**<sup>®</sup>



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-36
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761232877
Date de début prévue	2020-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	5 kg
Tolérance (OIML)	25 mg
Boîtier aluminium	346-060-600
Boîtier plastique	Non disponible
Caisse en bois	Non disponible

## Données techniques - Construction

Dimensions	150×68×96 mm
Matériau	Inox poli

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	5 kg
Classe OIML	F1
OIML conform	Oui

## Les fonctions

Standard

Tolerance (OIML)	25 mg
Density (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	150×68×96 mm
Poids brut	5 kg
Poids net	5 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	Oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-443
-----------------	---------

# KERN 326-36

Poids individuel, Classe OIML F1, 5 kg, Bloc, inox poli

**KERN**<sup>®</sup>

