

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 326-09

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML F1, 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML F1, 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido (OIML)
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-09
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223660
Modelo predecesor	326-09-2018a; 327-69; 329-09
Modelo sucesor	326-09-2025e
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	500 g
Tolerancia (OIML)	2,5 mg
Caja aluminio	317-090-600
Caja plástico	347-090-400
Caja de madera	317-090-100

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	500 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	2,5 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	38×38×64 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,50 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-439
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-090-100	Estuche de madera para pesas KERN 317-090-100
347-090-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-090-400
317-090-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-090-600
315-242	Pinza KERN 315-242

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-439	Calibración DAkkS 962-439
962-439R	Recalibración DAkkS KERN 962-439R
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
921-439	Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-439
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera	Peso conjunto caja
326-36	5 kg	25 mg	346-060-600	no disponible	no disponible	-
326-37	10 kg	50 mg	346-070-600	no disponible	no disponible	-
326-38	20 kg	100 mg	346-080-600	no disponible	no disponible	-
326-39	50 kg	250 mg	346-090-600	no disponible	no disponible	-
326-022	1 g - 50 g	-	-	-	313-020-100	en un estuche de madera
326-024	1 g - 50 g	-	-	313-052-400	-	en un estuche de plástico

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera	Peso conjunto caja
326-026	1 g - 50 g	-	314-020-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-032	1 g - 100 g	-	-	-	313-030-100	en un estuche de madera
326-034	1 g - 100 g	-	-	313-052-400	-	en un estuche de plástico
326-036	1 g - 100 g	-	314-030-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-042	1 g - 200 g	-	-	-	313-040-100	en un estuche de madera
326-044	1 g - 200 g	-	-	313-052-400	-	en un estuche de plástico
326-046	1 g - 200 g	-	314-040-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-052	1 g - 500 g	-	-	-	313-050-100	en un estuche de madera
326-054	1 g - 500 g	-	-	313-052-400	-	en un estuche de plástico
326-056	1 g - 500 g	-	314-050-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-062	1 g - 1 kg	-	-	-	313-060-100	en un estuche de madera
326-064	1 g - 1 kg	-	-	313-082-400	-	en un estuche de plástico
326-066	1 g - 1 kg	-	314-060-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-072	1 g - 2 kg	-	-	-	313-070-100	en un estuche de madera
326-074	1 g - 2 kg	-	-	313-082-400	-	en un estuche de plástico
326-076	1 g - 2 kg	-	314-070-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-082	1 g - 5 kg	-	-	-	313-080-100	en un estuche de madera
326-084	1 g - 5 kg	-	-	313-082-400	-	en un estuche de plástico
326-086	1 g - 5 kg	-	314-080-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-092	1 g - 10 kg	-	-	-	313-090-100	en un estuche de madera

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera	Peso conjunto caja
326-096	1 g - 10 kg	-	314-090-600	-	-	en un estuche de aluminio
326-01	1 g	0,1 mg	317-010-600	347-030-400	317-010-100	-
326-02	2 g	0,12 mg	317-020-600	347-030-400	317-020-100	-
326-03	5 g	0,16 mg	317-030-600	347-030-400	317-030-100	-
326-04	10 g	0,2 mg	317-040-600	347-050-400	317-040-100	-
326-05	20 g	0,25 mg	317-050-600	347-050-400	317-050-100	-
326-06	50 g	0,3 mg	317-060-600	347-070-400	317-060-100	-
326-07	100 g	0,5 mg	317-070-600	347-070-400	317-070-100	-
326-08	200 g	1 mg	317-080-600	347-080-400	317-080-100	-
326-09	500 g	2,5 mg	317-090-600	347-090-400	317-090-100	-
326-11	1 kg	5 mg	317-110-600	347-110-400	317-110-100	-
326-12	2 kg	10 mg	317-120-600	347-120-400	317-120-100	-
326-13	5 kg	25 mg	317-130-600	347-130-400	317-130-100	-
326-14	10 kg	50 mg	317-140-600	347-140-400	317-140-100	-