

# KERN 327-141

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-141
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004856
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	50 mg
Cassa in alluminio	Non disponibile
Cassa in plastica	Non disponibile
Cassa in legno	337-141-100

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	50 mg
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funzioni

Volume (cm<sup>3</sup>) 1250

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	136×136×132 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-444
--------------------	---------

# KERN 327-141

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile lucidato



Standard

