

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 825

Date: 15.12.2025

FRANCAIS



Les spécialistes de la microscopie pour mesures, comptages, documentation, archivage et traitement de l'image

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 825
Model-Serie	ODC-82
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras microscopes
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1190450
Modèle prédécesseur	ODC 824
Numéro de tarif douanier	85258900
CE Label	yes

Données techniques - Primaire

Type de caméra	USB2 Caméra de microscope - C-Mount
Résolution de la caméra	5,1 MP
Type de capteur	Aptina CMOS

Taille du capteur 1/2,5"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Montage de la caméra	C-Mount
Interfaces	USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	Microscope VIS 2.0 Pro (OXM 902)
Fonctions du logiciel	Bildaufnahme;Bildbearbeitung/Dokumentation;Messungen;Videoaufnahme
Dimensions (L×P×H)	80×80×45 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Fiche d'alimentation	USB B
Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection

Données techniques - Emballage et expédition



Dimensions de l'emballage (L×P×H)	164×164×75 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,60 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	342,022 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	12,0959 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	0 g
Composant d'emballage - par poids - mousse	62,9821 g
Délai de livraison	1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE	yes
------	-----

FONCTIONS

Standard

ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A8102	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8102
ODC-A8103	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8103
ODC-A8105	Oculaire Adaptateur KERN ODC-A8105
OXM 902	Logiciel de caméra Microscope VIS KERN OXM 902

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
ODC-A8201	Câble USB 2.0 ODC-A8201

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Type de caméra	Résolution de la caméra	Type de capteur	Taille du capteur
ODC 825	USB2 Caméra de microscope - C-Mount	5,1 MP	Aptina CMOS	1/2,5"