

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 315-108-105

Datum: 19.09.2025

DEUTSCH



Safety Set 20 g (E2); 200 g (E2)

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-108-105
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell) 4045761245754

Zolltarifnummer 84239090

Technische Daten - Messsystem

Nenngewichte, inklusive 20 g (E2); 200 g (E2)

Nennwert 20 g & 200 g

OIML-Klasse E2

OIML-konform yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-300-300
--------------------	-------------

FUNKTIONEN

Standard



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-300-300	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-300-300

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242