

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
337-05

Fecha: 23.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML F2, 20 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML)
- Para este peso, recomendamos encarecidamente un estuche debido a la gran precisión de la clase de peso. Encontrará una selección en la sección de accesorios

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	337-05
Serie de modelos	337
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1006362
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	20 g
Tolerancia (OIML)	0,8 mg
Caja aluminio	317-050-600
Caja plástico	347-050-400
Caja de madera	337-050-200

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	20 g
Clase OIML	F2
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	0,8 mg
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	2,5

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	13×13×23 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	no
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-435
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
337-050-200	Estuche de madera para pesas KERN 337-050-200
347-050-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-050-400
317-050-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-050-600
315-242	Pinza KERN 315-242

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-435	Calibración DAkkS 962-435
962-435R	Recalibración DAkkS KERN 962-435R
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
921-435	Divergencia positiva garantizada (? + 1/3 OIML) KERN 921-435
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera
337-01	1 g	0,3 mg	317-010-600	347-030-400	337-010-200
337-02	2 g	0,4 mg	317-020-600	347-030-400	337-020-200
337-03	5 g	0,5 mg	317-030-600	347-030-400	337-030-200
337-04	10 g	0,6 mg	317-040-600	347-050-400	337-040-200
337-05	20 g	0,8 mg	317-050-600	347-050-400	337-050-200
337-06	50 g	1 mg	317-060-600	347-070-400	337-060-200
337-07	100 g	1,6 mg	317-070-600	347-070-400	337-070-200

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico	Caja de madera
337-08	200 g	3 mg	317-080-600	347-080-400	337-080-200
337-09	500 g	8 mg	317-090-600	347-090-400	337-090-200
337-11	1 kg	16 mg	317-110-600	347-110-400	337-110-200
337-12	2 kg	30 mg	317-120-600	347-120-400	337-120-200
337-13	5 kg	80 mg	317-130-600	347-130-400	337-130-200
337-14	10 kg	160 mg	317-140-600	347-140-400	337-140-200
337-141	10 kg	160 mg	no disponible	no disponible	337-141-200
337-15	20 kg	300 mg	317-150-600	-	337-150-200
337-151	20 kg	300 mg	no disponible	no disponible	337-151-200
337-16	50 kg	800 mg	317-160-600	-	337-160-200
337-161	50 kg	800 mg	no disponible	no disponible	337-161-200
337-131	5 kg	80 mg	-	-	337-131-200