

KERN OBB-A6102

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente, uniforme e potente

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A6102
Modello-Serie	OZB-IR
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Illuminazione esterna
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761218468
Modello precedente	OBB-A6102-2018a
Data di inizio prevista	2019-1HJ
Numero di tariffa doganale	85395100
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Tipo di illuminazione	LED
Intensità di illuminazione	4,5W

Dati tecnici - Costruzione

Temperatura del colore	5500 K
Dimmerabile	Sì
Diametro dell'anello	6,3 cm

Dati tecnici - Alimentazione

Classe di protezione	Classe di protezione II - isolamento protettivo
----------------------	---

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
-------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio Max 40 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	180×110×55 mm
Peso lordo	0,50 kg
Peso netto	0,40 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 125 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

RAEE Sì

Funzioni

KERN OBB-A6102

Le unità di illuminazione professionali garantiscono un'illuminazione eccellente,
uniforme e potente



Standard

