

KERN 346-86

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	346-86
Modello-Serie	346
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241626
Modello precedente	346-86-2020a
Modello successivo	346-86-2024e2; 346-86-2025e
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	5 kg
Tolleranza (OIML)	250 mg
Cassa in alluminio	346-060-600

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	150×80×90 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	5 kg
Classe OIML	M1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	250 mg

Funzioni

Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	704,2254

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	170×95×100 mm
Peso lordo	5 kg
Peso netto	5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-643
--------------------	---------

KERN 346-86

Peso singolo, classe OIML M1, 5 kg, Blocco, ghisa laccata



Standard

