

## BROCHURE PRODUIT

---

# KERN 326-026

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Jeu de poids, F1, 1 g - 50 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

---

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Code article du modèle        | 326-026               |
| Model-Serie                   | 326                   |
| Assortiment                   | KERN                  |
| Type de produit               | Poids d'essai         |
| Groupe de produits            | Poids de test OIML F1 |
| Type d'utilisation du produit | Article principal     |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1224 148       |
| Numéro de tarif douanier      | 84239090              |

### Données techniques - Primaire

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Valeur nominale    | 1 g - 50 g                   |
| Boîtier aluminium  | 314-020-600                  |
| Poids de la caisse | dans un boîtier en aluminium |

### Données techniques - Construction

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Matériau      | inox poli                    |
| Is weight set | oui                          |
| Type of case  | dans un boîtier en aluminium |

### Données techniques - Système de mesure

|               |            |
|---------------|------------|
| Nominal value | 1 g - 50 g |
| Classe OIML   | F1         |
| OIML conform  | oui        |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 165×120×75 mm    |
| Poids brut                                       | 0,80 kg          |
| Poids net                                        | 0,50 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 340 g            |

Délai de livraison 1 d

## Services en option

DAkkS Calibrage 962-415

## FONCTIONS

Standard



## SERVICES

| Modèle   | Description                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 962-415  | Étalonnage DAkkS KERN 962-415                                     |
| 962-415R | Réétalonnage DAkkS KERN 962-415R                                  |
| 921-415  | Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-415 |
| 920-710  | Marquage (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-710,     |

## PIÈCES DÉTACHÉES

| Modèle      | Description                                     |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 314-020-600 | Étui à protection en aluminium KERN 314-020-600 |
| 315-242     | Pincette KERN 315-242                           |

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium | Boîtier plastique | Caisse en bois | Poids de la caisse        |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 326-36        | 5 kg            | 25 mg            | 346-060-600       | non disponible    | non disponible | -                         |
| 326-37        | 10 kg           | 50 mg            | 346-070-600       | non disponible    | non disponible | -                         |
| 326-38        | 20 kg           | 100 mg           | 346-080-600       | non disponible    | non disponible | -                         |
| 326-39        | 50 kg           | 250 mg           | 346-090-600       | non disponible    | non disponible | -                         |
| 326-022       | 1 g - 50 g      | -                | -                 | -                 | 313-020-100    | dans une caisse en bois   |
| 326-024       | 1 g - 50 g      | -                | -                 | 313-052-400       | -              | dans un étui en plastique |

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium | Boîtier plastique | Caisse en bois | Poids de la caisse           |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 326-026       | 1 g - 50 g      | -                | 314-020-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-032       | 1 g - 100 g     | -                | -                 | -                 | 313-030-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-034       | 1 g - 100 g     | -                | -                 | 313-052-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-036       | 1 g - 100 g     | -                | 314-030-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-042       | 1 g - 200 g     | -                | -                 | -                 | 313-040-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-044       | 1 g - 200 g     | -                | -                 | 313-052-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-046       | 1 g - 200 g     | -                | 314-040-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-052       | 1 g - 500 g     | -                | -                 | -                 | 313-050-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-054       | 1 g - 500 g     | -                | -                 | 313-052-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-056       | 1 g - 500 g     | -                | 314-050-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-062       | 1 g - 1 kg      | -                | -                 | -                 | 313-060-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-064       | 1 g - 1 kg      | -                | -                 | 313-082-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-066       | 1 g - 1 kg      | -                | 314-060-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-072       | 1 g - 2 kg      | -                | -                 | -                 | 313-070-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-074       | 1 g - 2 kg      | -                | -                 | 313-082-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-076       | 1 g - 2 kg      | -                | 314-070-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-082       | 1 g - 5 kg      | -                | -                 | -                 | 313-080-100    | dans une caisse en bois      |
| 326-084       | 1 g - 5 kg      | -                | -                 | 313-082-400       | -              | dans un étui en plastique    |
| 326-086       | 1 g - 5 kg      | -                | 314-080-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-092       | 1 g - 10 kg     | -                | -                 | -                 | 313-090-100    | dans une caisse en bois      |

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium | Boîtier plastique | Caisse en bois | Poids de la caisse           |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------------------|
| 326-096       | 1 g - 10 kg     | -                | 314-090-600       | -                 | -              | dans un boîtier en aluminium |
| 326-01        | 1 g             | 0,1 mg           | 317-010-600       | 347-030-400       | 317-010-100    | -                            |
| 326-02        | 2 g             | 0,12 mg          | 317-020-600       | 347-030-400       | 317-020-100    | -                            |
| 326-03        | 5 g             | 0,16 mg          | 317-030-600       | 347-030-400       | 317-030-100    | -                            |
| 326-04        | 10 g            | 0,2 mg           | 317-040-600       | 347-050-400       | 317-040-100    | -                            |
| 326-05        | 20 g            | 0,25 mg          | 317-050-600       | 347-050-400       | 317-050-100    | -                            |
| 326-06        | 50 g            | 0,3 mg           | 317-060-600       | 347-070-400       | 317-060-100    | -                            |
| 326-07        | 100 g           | 0,5 mg           | 317-070-600       | 347-070-400       | 317-070-100    | -                            |
| 326-08        | 200 g           | 1 mg             | 317-080-600       | 347-080-400       | 317-080-100    | -                            |
| 326-09        | 500 g           | 2,5 mg           | 317-090-600       | 347-090-400       | 317-090-100    | -                            |
| 326-11        | 1 kg            | 5 mg             | 317-110-600       | 347-110-400       | 317-110-100    | -                            |
| 326-12        | 2 kg            | 10 mg            | 317-120-600       | 347-120-400       | 317-120-100    | -                            |
| 326-13        | 5 kg            | 25 mg            | 317-130-600       | 347-130-400       | 317-130-100    | -                            |
| 326-14        | 10 kg           | 50 mg            | 317-140-600       | 347-140-400       | 317-140-100    | -                            |