

# KERN 336-37

Pesas individuales, Clase OIML F2, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable

**KERN**<sup>®</sup>



## Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	336-37
Serie de modelos	336
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de ensayo OIML F2
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761232815
Fecha de inicio prevista	2020-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

## Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	160 mg
Caja aluminio	346-070-600
Caja plástico	No disponible
Caja de madera	No disponible

## Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	193×96×117 mm
Material	Acero inoxidable

## Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	F2
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	160 mg

## Funciones

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	193×96×117 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

## Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-444
-------------------	---------

# KERN 336-37

Pesas individuales, Clase OIML F2, 10 kg, Bloqueo, acero inoxidable



Standard

