

# KERN 316-02

Peso singolo, classe OIML E2, 2 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	316-02
Modello-Serie	316
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML E2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761094840
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

## Dati tecnici - Primario

Valore nominale	2 g
Tolleranza (OIML)	0,04 mg
Cassa in alluminio	317-020-600
Cassa in plastica	317-020-400
Cassa in legno	317-020-100

## Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

## Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	2 g
Classe OIML	E2
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	0,04 mg
Densità (kg/m <sup>3</sup> )	7950

## Funzioni

Volume (cm<sup>3</sup>) 0,25

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	6×6×10 mm
Peso lordo	0,05 kg
Peso netto	0,05 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

## Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	No
-------------------------	----

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-332
--------------------	---------

# KERN 316-02

Peso singolo, classe OIML E2, 2 g, Forma compatta, acciaio inossidabile lucidato



Standard

