

KERN 326-052

Juego de pesas, F1, 1 g - 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera

KERN®

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-052
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761224353
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g - 500 g
Caja de madera	313-050-100
Peso conjunto caja	En un estuche de madera

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
Es juego de pesas	Sí
Tipo de caja	En un estuche de madera

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g - 500 g
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	230×180×110 mm
------------------------------------	----------------

Peso bruto	2,2 kg
Peso neto	2,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-418
-------------------	---------

KERN 326-052

Juego de pesas, F1, 1 g - 500 g, Eco-forma, acero inoxidable pulido, en un estuche de madera



Funciones

Standard

