

KERN 326-044

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	326-044
Modell-Reihe	326
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML F1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223967
Vorgängermodell	322-044
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 g - 200 g
Gehäuse Kunststoff	313-052-400
Gewichtssatz Koffer	Im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Ja
Art des Gehäuses	Im Kunststoffkoffer

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 g - 200 g
OIML-Klasse	F1
OIML-konform	Ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	250×210×75 mm
Bruttogewicht	0,95 kg
Nettogewicht	0,40 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	580 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-417
--------------------	---------

Funktionen

Standard

KERN 326-044

Gewichtssatz, F1, 1 g - 200 g, Eco-Form, Edelstahl poliert, im Kunststoffkoffer

