

## FOLLETO DEL PRODUCTO

# OPTICS OZB-A4571

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Las unidades de iluminación profesional garantizan una iluminación extraordinaria, uniforme e intensa

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más información

## DESCRIPCIÓN

- Para máxima flexibilidad y comodidad en la microscopía estereoscópica
- Estas unidades de iluminación profesional garantizan una extraordinaria calidad de la luz con una intensidad constante en el objeto.
- Unidades de iluminación externas también adecuados para microscopios estereoscópicos estándar.
- Excepto: iluminación de anillos no adecuados en combinación con las series: OSE-1, OSF-4G, OZL-45R, OZC-5, OZG-4

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	OZB-A4571
Serie de modelos	OZB-IR
Surtido	Optics
Tipo de producto	Microscopios
Grupo de productos	Iluminación externa
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761218420
Modelo predecesor	OZB-A4571-2018a
Número del arancel aduanero	94054239

### Datos técnicos - Primarios

Tipo de iluminación	LED
Intensidad de iluminación	4W

### Datos técnicos - Construcción

Temperatura de color	7000-11000 K
Regulable	yes

Diámetro del anillo	6,1 cm
---------------------	--------

### Datos técnicos - Fuente de alimentación

Clase de protección	clase de protección III - tensión extrabaja de protección
---------------------	---

### Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temp. almacenaje Min	-5 °C
Storage Temp Max	40 °C

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	235×200×50 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,45 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - papel	0 g
Componente de embalaje - por peso - cartón	72,0324 g

Componente del embalaje - por peso - plástico	2,3112 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	21,9564 g
Elementos de embalaje - por peso - espuma	0 g
Plazo de entrega	1 d

## Datos técnicos - Verificación

WEEE	yes
------	-----

## FUNCIONES

Standard
----------



## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11

## PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
PFB-A03	Fuente de alimentación KERN PFB-A03
PFB-A02	Fuente de alimentación KERN PFB-A02
YKA-02	Juego de adaptador de red KERN YKA-02
YKA-11	Fuente de alimentación KERN YKA-11
OZB-A4590	Anillo adaptador OZB-A4590
OZB-A4591	Cubierta de plástico para la iluminación del anillo OZB-A4591