

KERN 366-79

Peso singolo, classe OIML M3, 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-79
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761241855
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	25 g

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	310×155×192 mm
Materiale	Ghisa laccata

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	25 g
Densità (kg/m³)	7100
Volume (cm³)	7042,2535

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 310×155×192 mm

Peso lordo 50 kg

Peso netto 50 kg

Metodo di spedizione Spedizioniere

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 2 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Sì

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS 962-646

Funzioni

KERN 366-79

Peso singolo, classe OIML M3, 50 kg, Blocco Eco, ghisa laccata



Standard

