

FOLLETO DEL PRODUCTO

CALIBRACIÓN Y SERVICIO 961-230

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL

KERN & Sohn GmbH
Prüfprotokoll für medizinische Geräte nach IEC 62353

Prüfberichtnummer: WT-LS-2001
Prüfdatum: 2017-01-11

Hersteller: KERN & Sohn GmbH
Gerätebezeichnung: PRÜFGERÄTE
Modellbezeichnung: MPF 250K100PM
Gerätenummer (Hersteller-Nr.): WT123456789
Datum der nächsten Prüfung: 2018-01-11

Massenfähigkeit:
Stromversorgung: ☒ mit angeschlossener ☒ abnehmbare Anschlussleitung ☒
Schutzklasse: ☒ I ☒ II ☒ III ☒ CF

Prüfer:
Name: Tobias Neuburger
Firma: KERN & Sohn GmbH
Abteilung: Messtechnik / Produktentwicklung
Strasse und Hausnr.: Ziemertstr. 1
PLZ: 72336
Ort, Land: Balingen, Deutschland

Auftraggeber:
Name / Ansprechpartner: Musterklinik Musterhausen
Firma: Musterklinik
Abteilung: Medizin/Technisches Servicezentrum
Strasse und Hausnr.: Musterweg 42
PLZ: 12345
Ort, Land: Musterhausen, Deutschland

Verwendetes Prüfmittel:
Typ: SECUTEST BASE
Hersteller: KERN & Sohn GmbH

Art der Prüfung:
Eingriffung: ☒ Wiederholungsprüfung ☐ Nach Instandsetzung/Reparatur ☐

Sicherheitsprüfung:

	Ja	Nein	Entfällt (ggf. Begründung)
Die sicherheitsbezogenen Kennzeichnungen, Schilder und Aufschriften sind lesbar und vollständig.	☒	☐	
Die mechanischen Teile (z.B. Räder, Gelenke, Bremsen, usw.) sind unversehrt.	☒	☐	
Keine Beschädigung oder Verschmutzung (z.B. durch Unfälle, Netzfehler, unversehrt, usw.).	☒	☐	
Der Zustand des Gerätes oder Systems sowie des Zubehörs ist in Ordnung (z.B. feste oder abnehmbare Anschlussleitungen).	☒	☐	
Die notwendigen Unterlagen sind verfügbar und entsprechen dem aktuellen Stand des Gerätes oder Systems.	☒	☐	
Alle von außen zugänglichen Sicherungen (mechanisch + elektrisch) stimmen mit den Angaben des Herstellers überein.	☒	☐	

Funktionsprüfung (Kernel in Messung bei "SECUTEST BASE")

	Sollwert	Messwert
Elektr. Spannung	U _N	250,0 V
Verbrauchsstrom	I _N	<0,1 A

	Grenzwert	Messwert
Isolationenstandsmessung bei Geräten der Schutzklasse II	R _{iso min}	≥ 7 MΩ
Geräteleakstrom Dreileitungsleitermessung	I _{leak}	<100 µA
Geräteleakstrom Differenzmessung	I _{leak}	<100 µA

Bemerkungen:

Das Gerät hat keine Sicherheits- oder Funktionsmängel. ☒ **Bemerkungen:**

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Jedoch gibt es keine Einrede gegen den Einsatz.

Das Gerät weist Mängel auf, welche beseitigt werden müssen. Es ist für den Einsatz geeignet.

Unterschrift Prüfer: Tobias Neuburger

QTC333 (rev. 1.1) STK - Formblatt G0, 14.11.2016

Control técnico de seguridad (protocolo STK)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	961-230
Serie de modelos	961
Surtido	Calibration & Service
Tipo de producto	Servicio interno Nuevo
Grupo de productos	Otros (iniciales) servicios inhouse
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761157446
Número del arancel aduanero	84239010

Datos técnicos - Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
------------------	-----

FUNCIONES

Standard

