

Datum: 18.03.2025

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN SET-261

Software EasyTouch

SET-261 Audio Management

EasyTouch Audio Management - EasyTouch Audio Management - Individuelle Sprach- und Sounddateien

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1 72336 Balingen Germany Telefon: +49 7433 9933-0 Fax: +49 7433 9933-149

E-Mail: info@kern-sohn.com
Web: www.kern-sohn.com



BESCHREIBUNG

• Audio Management: Mit dieser Option können individuelle Sprach- oder Sounddateien für bestimmte Ereignisse im System hinterlegt werden. Sobald das Ereignis eintritt, spielt das System statt der Standard-Sounddatei die individuelle Sounddatei ab. So können z. B. Sprachenausgaben für Blindenwerkstätten hinterlegt werden, wie "zu leicht", "OK" oder "zu schwer". Darüber hinaus kann die Lautstärke der Sound-Ausgabe individuell eingestellt werden

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	SET-261
Modell-Reihe	ETS
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Software
Produktgruppe	EasyTouch
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	4045761246157
Zolltarifnummer	85234910

Technische Daten - Verpackung & Versand

FUNKTIONEN

Standard











Option



