

# KERN 326-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

# KERN®



## Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Modell-Artikel-Code    | 326-13                       |
| Modell-Reihe           | 326                          |
| Sortiment              | KERN                         |
| Produkt Segment        | Prüfgewichte                 |
| Produktgruppe          | OIML F1 Prüfgewichte         |
| Produkt-Verwendungsart | Hauptartikel;Zubehör/DL      |
| EAN-Code (Modell)      | 4045761223639                |
| Vorgängermodell        | 326-13-2018a; 327-73; 329-13 |
| Nachfolgemodell        | 326-13-2025e                 |
| Geplanter Starttermin  | 2019-1HJ                     |
| Zolltarifnummer        | 84239090                     |

## Technische Daten - Primär

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Nennwert           | 5 kg        |
| Toleranz (OIML)    | 25 mg       |
| Gehäuse Aluminium  | 317-130-600 |
| Gehäuse Kunststoff | 347-130-400 |
| Gehäuse Holz       | 317-130-100 |

## Technische Daten - Konstruktion

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Werkstoff | Edelstahl poliert |
|-----------|-------------------|

## Technische Daten - Messsystem

|              |      |
|--------------|------|
| Nominalwert  | 5 kg |
| OIML-Klasse  | F1   |
| OIML-konform | Ja   |

## Funktionen

Standard

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Toleranz (OIML)             | 25 mg |
| Dichte (kg/m <sup>3</sup> ) | 7950  |

## Technische Daten - Verpackung & Versand

|  |              |
|--|--------------|
| Abmessungen Verpackung (B×T×H)                     | 80×80×144 mm |
| Bruttogewicht                                      | 5 kg         |
| Nettogewicht                                       | 5 kg         |
| Versandart   | Paketdienst  |
| Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff | 0 g          |
| Lieferzeiten                                       | 1 d          |

## Optionale Dienstleistungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| DAkKS Kalibrierung | 962-443 |
|--------------------|---------|

# KERN 326-13

Einzelgewicht, OIML-Klasse F1, 5 kg, Eco-Form, Edelstahl poliert

**KERN**<sup>®</sup>

