

KERN 366-95

Peso singolo, classe OIML M3, 2 kg, Pulsante, ghisa laccata

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Modello codice articolo | 366-95 |
| Modello-Serie | 366 |
| Assortimento | KERN |
| Tipologia di prodotto | Pesi di prova |
| Gruppo di prodotti | OIML M3 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale;Accessori/Servizi |
| Codice EAN (Modello) | 4045761012127 |
| Modello successivo | 366-95-2025e |
| Data di inizio prevista | 2004-1HJ |
| Numero di tariffa doganale | 84239090 |

Dati tecnici - Primario

| | |
|-------------------|------|
| Valore nominale | 2 kg |
| Tolleranza (OIML) | 1 g |

Dati tecnici - Costruzione

| | |
|-----------|---------------|
| Materiale | Ghisa laccata |
|-----------|---------------|

Dati tecnici - Sistema di misura

| | |
|------------------------------|----------|
| Valore nominale | 2 kg |
| Classe OIML | M3 |
| Conformità OIML | Sì |
| Tolleranza (OIML) | 1 g |
| Densità (kg/m ³) | 7100 |
| Volume (cm ³) | 281,6901 |

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Funzioni

Dimensioni imballo (L×P×H) 70×70×113 mm

Peso lordo 2 kg

Peso netto 2 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica No

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-642

KERN 366-95

Peso singolo, classe OIML M3, 2 kg, Pulsante, ghisa laccata



Standard

