

KERN 327-11

Peso singolo, classe OIML F1, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	327-11
Modello-Serie	327
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761004818
Modello successivo	327-11-2025e
Data di inizio prevista	2004-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	1 kg
Tolleranza (OIML)	5 mg
Cassa in alluminio	317-110-600
Cassa in plastica	347-110-400
Cassa in legno	317-110-100

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	Acciaio inossidabile lucidato
-----------	-------------------------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	1 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Yes
Tolleranza (OIML)	5 mg

Funzioni

Densità (kg/m³) 7950

Volume (cm³) 125

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H) 48×48×83 mm

Peso lordo 1,00 kg

Peso netto 1,00 kg

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 0 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica Yes

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-441

KERN 327-11

Peso singolo, classe OIML F1, 1 kg, Pulsante, acciaio inossidabile lucidato



Standard

