

## BROCHURE PRODUIT

---

# KERN 366-93

Date: 29.04.2025

FRANCAIS



Poids individuel, Classe OIML M3, 500 g, Bouton, fonte laqué

## CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Code article du modèle        | 366-93                               |
| Model-Serie                   | 366                                  |
| Assortiment                   | KERN                                 |
| Type de produit               | Poids d'essai                        |
| Groupe de produits            | OIML M3 Poids de test                |
| Type d'utilisation du produit | Article principal;Accessoire/service |
| Code EAN (Modèle)             | 404576 1012080                       |
| Modèle successeur             | 366-93-2025e                         |
| Numéro de tarif douanier      | 84239090                             |

### Données techniques - Primaire

|                  |        |
|------------------|--------|
| Valeur nominale  | 500 g  |
| Tolérance (OIML) | 250 mg |

### Données techniques - Construction

|          |              |
|----------|--------------|
| Matériau | fonte laquée |
|----------|--------------|

### Données techniques - Système de mesure

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Nominal value                | 500 g   |
| Classe OIML                  | M3      |
| OIML conform                 | oui     |
| Tolerance (OIML)             | 250 mg  |
| Density (kg/m <sup>3</sup> ) | 7100    |
| Volume (cm <sup>3</sup> )    | 70,4225 |

### Données techniques - Emballage et expédition

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Dimensions de l'emballage (L×P×H)                | 46×46×68 mm      |
| Poids brut                                       | 0,50 kg          |
| Poids net                                        | 0,50 kg          |
| Mode d'expédition                                | Service de colis |
| Composant de l'emballage - par poids - plastique | 0 g              |
| Délai de livraison                               | 1 d              |

### Données techniques - Vérification

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Vérification possible | non |
|-----------------------|-----|

### Services en option

|                 |         |
|-----------------|---------|
| DAkkS Calibrage | 962-639 |
|-----------------|---------|

## FONCTIONS

|          |
|----------|
| Standard |
|----------|



## SERVICES

| Modèle   | Description                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 962-639  | Étalonnage DAkkS KERN 962-639                                                             |
| 962-639R | Réétalonnage DAkkS KERN 962-639R                                                          |
| 920-30   | Marquage avec des chiffres de frappe KERN 920-30                                          |
| 920-301  | Marquage avec des chiffres de frappe (derniers chiffres du numéro de série) KERN 920-301, |

## DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

| Nom du modèle | Valeur nominale | Tolérance (OIML) | Boîtier aluminium |
|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 366-94        | 1 kg            | 500 mg           | -                 |
| 366-95        | 2 kg            | 1 g              | -                 |
| 366-96        | 5 kg            | 2,5 g            | -                 |
| 366-97        | 10 kg           | 5 g              | -                 |
| 366-86        | 5 kg            | 2,5 g            | 346-060-600       |
| 366-87        | 10 kg           | 5 g              | 346-070-600       |
| 366-88        | 20 kg           | 10 g             | 346-080-600       |
| 366-89        | 50 kg           | 25 g             | -                 |
| 366-91        | 100 g           | 50 mg            | -                 |
| 366-92        | 200 g           | 100 mg           | -                 |
| 366-93        | 500 g           | 250 mg           | -                 |
| 366-76        | 5 kg            | 2,5 g            | 346-060-600       |
| 366-77        | 10 kg           | 5 g              | 346-070-600       |
| 366-78        | 20 kg           | 10 g             | 346-080-600       |
| 366-79        | 50 kg           | 25 g             | -                 |
| 366-76-2025e  | 5 kg            | 2,5 g            | -                 |