

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN KMF-TM

Fecha: 28.01.2025

ESPAÑOL



Indicador: Plásticos, IP68 contra polvo y salpicadura de agua , fuente de alimentación integrada

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

Indicador KMF-TM, pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm, unidades de pesaje kg

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KMF-TM
Serie de modelos	KMF
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas personales
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio
Código EAN (Modelo)	4045761150492
Fecha de inicio prevista	2014-1HJ
Número del arancel aduanero	84239010
Modelo descatalogado	yes

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
-----------------------	-------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	22 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Unidades de pesaje	kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
----------------	------

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Temperatura ambiente mínima -10 °C

Humedad mínima 0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 370×200×95 mm

Peso bruto 0,90 kg

Peso neto 0,70 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente de embalaje - por peso - cartón 100 g

Componente del embalaje - por peso - plástico 100 g

Plazo de entrega 1 d

Datos técnicos - Verificación

Aprobación de verificación conforme a 2014/31/UE yes

Clase de verificación III

ACCESORIOS

Modelo	Descripción	Precio
911-013	Impresora de agujas matricial KERN 911-013	480,00 €

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción	Precio
RMCC-5001	Aansluitbus RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Display deksel RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Montaje para las baterías KERN MBC-A09	15,00 €
RMPE-8004	Tapa del compartimento de las pilas RMPE-8004	5,00 €

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)	Peso mínimo por pieza
RMPEN-4012				
RTMPN-9002				
RMPC-4003				
RMPEN-2002				
RTMPN-9001				
RMPC-9002				
RMPE-8006				
RMPE-8015				
RMPE-2001				
RMPD-2003				
RMPEN-2001				
RMPEN-4011				
RMPCN-4011				
RMPE-9017				
RMPE-8005				
RMPS-8010				
RMPI-8001				
RMPD-2002				
RMPD-8002				
RMPE-9018				
RMPE-6011				

RMPDN-40 10

RMPEN-40 10

RMPCN-40 10

RMPEN-800 1

RMPD-200 1

RMPC-400 1

RMPC-100 2

RMPC-800 2

RMPS-40 10

RMPT-40 10

RMPD-E-100 1 300 kg

RMPD-E-400 1

RMPD-E-200 1

RMPC-100 1

RMPS-400 3

RMPS-800 4

RMPE-90 1 2

RMPD-E-800 1

RMPS-800 7

RMPT-400 1

RMPT-800 5

RMPS-800 8

RMPS-800 9

RMPB-400 1

RMPS-200 3

RMPS-300 1

RMPS-400 1

RMPS-800 3

RMPS-800 6

RMXS-500 1

RMPS-600 1

RMPS-100 1

RMPE-90 1 1

KMF-TM

RMPE-900 8

RMPE-9009

RMPE-9005

RMPD-4001

RMPE-9006

RMPE-8004

RMPE-9007

RMPE-6001

RMPE-9003

RMPE-9004

RMPD-9001

RMPD-9002

RMPC-4002

RMPE-8003