

# KERN 326-046

Jeu de poids, F1, 1 g - 200 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	326-046
Model-Serie	326
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Poids de test OIML F1
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761224124
Date de début prévue	2019-1HJ
Numéro de tarif douanier	84239090

## Données techniques - Primaire

Valeur nominale	1 g - 200 g
Boîtier aluminium	314-040-600
Poids de la caisse	Dans un boîtier en aluminium

## Données techniques - Construction

Matériau	Inox poli
Is weight set	Oui
Type of case	Dans un boîtier en aluminium

## Données techniques - Système de mesure

Nominal value	1 g - 200 g
Classe OIML	F1
OIML conform	Oui

## Données techniques - Emballage et expédition

## Les fonctions

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 190×130×80 mm

Poids brut	1,2 kg
Poids net	0,55 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	590 g
Délai de livraison	1 d

## Services en option

DAkkS Calibrage	962-417
-----------------	---------

# KERN 326-046

Jeu de poids, F1, 1 g - 200 g, Forme Eco, inox poli, dans un boîtier en aluminium

**KERN**<sup>®</sup>

Standard

