

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# OPTICS OZB-A5301

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ? Halter

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Für diese flexiblen, modulare Systeme stehen zwei Mikroskopkopfhalterungen zur Auswahl. Diese Halterungen sind passend für alle Stereomikroskop- und Universalständer (außer Federgelenkarm), um eine präzise Fokussierung zu ermöglichen
- Halter für Stereomikroskop-Ständer mit verstellbarer Drehstärke des Handrads
- Durchmesser der Verbindung für den Mikroskopkopf: 76 mm
- Durchmesser der Verbindung für die Ständersäule: 25 mm

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A5301
Modell-Reihe	OZB-H
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761169609
Zolltarifnummer	90119000

### Technische Daten - Konstruktion

Durchmesser des Halters	76 mm
-------------------------	-------

### Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	290×210×135 mm
Bruttogewicht	1,6 kg
Nettogewicht	1,4 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	239,987 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	7,9008 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	81,3124 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard
----------

